



Синий (/52) TL/TL-D

TL-D 18W/52

Лампы серии Medical Therapy Jaundice PL-L излучают свет в диапазоне 400–500 нм. Лампы Philips TL/TL-D/52 не имеют излучения в коротковолновом UVB-диапазоне. Таким образом, линейка продуктов Philips Medical Therapy Jaundice PL-L идеально подходит для использования в системе фототерапии для новорожденных, страдающих гипербилирубинемией (неонатальной желтухой) и синдромом Криглера-Наджара (ЦНС). Это высокоэффективное фототерапевтическое свечение устранило необходимость переливания крови почти у всех детей с желтухой. Примечание: UVB-лампы Philips HE зарегистрированы агентством FDA в качестве медицинских устройств, поскольку данная линейка продуктов HE предназначена для коммерческого распространения.

Предупреждение и условия безопасности

• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции

Общая информация		Координата цветности Y (ном.)	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		75
Основная область применения	-	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h	Power (Rated) (Nom)	18 W
Срок эксплуатации (ном.)	2000 h	Ток лампы (ном.)	0,36 A
Технические характеристики освещения		Напряжение (ном.)	59 V
Код цвета	52	Системы управления и регулировка яркости света	
Светоотдача (ном.)	395 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Координата цветности X (ном.)	157		


Синий (/52) TL/TL-D

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T26 [T 26mm]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790083485700
Название продукта для заказа	TL-D 18W/52

EAN/UPC — продукт	8727900834857
Код заказа	928048005211
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928048005211
Вес нетто (шт.) SAP	71,000 g

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



TL-D 18W/52

